

EFFECT

HIFU + DDU 结合
达到多重超声波效果



皮肤病

- 痤疮粉刺
- 脓疱型痤疮
- 异位性皮炎/湿疹
- 口周皮炎
- 增生性瘢痕
- 痤疮疤痕
- 挫伤
- 静脉性溃疡
- 红斑狼疮



美容

- 嫩肤
- 抗皱护理
- 肤色改进
- 抗老化



身体护理

- 紧肤
- 减少脂肪
- 减少妊娠纹/脂肪团



KORUST is a Ultrasonic Therapy specialized company
that aims to be the world's best

开创超声波

全面护理的新模式

UTIMS CRUISE



※ KORUST是HIFU专业公司

CENTERLESS(中空) HIFU

Phone # +82 31 337 5958

韩国京畿道安养市东安区鹤儀路282号
Keumkang pentarium 科技大厦 B-#716~718

SALES@KORUST.COM / UTIMS.CO.KR



HIFU+HIFU ▶ 聚焦超声版

DDU+ HIFU ▶ 独家复合版

DDU+DDU ▶ 皮肤护理版

超声波疗法

当超声波能量作用于皮肤细胞时，
超声波具有治疗效果


- 刺激皮肤
- 强化肌肤
- 防止老化
- 保湿效果
- 创伤/瘢痕治疗
- 缓解疼痛
- 非侵入性
- 无恢复期
- 自然

纳米声波

更高的频率=更高的频率超声波能量
更高的频率=更高的能量密度和能量分辨率

- 10MHz效果
- 疤痕治疗
 - 皮肤保湿
 - 增强皮肤弹性
 - 改善肤色

10MHz 的超声波能量可以加快和提高治疗效果。




HIFU High-Intensity Focused Ultrasound 高强度聚焦超声波



HIFU(高强度聚焦超声波)能量被输送到SMAS筋膜层(浅表肌腱膜系统)、真皮层和皮下脂肪层。当目标温度升高超过65C(蛋白质变性的临界值)时,会产生热凝固损伤。通过皮肤自然的伤口愈合过程,皮肤变得紧致和焕发青春光彩。

1 CENTERLESS(中空) HIFU

- 稳定的焦点(热凝固点),最大化的治疗结果
- 减少副作用,如疼痛和灼伤
- 更安全的治疗



2 10MHz 效果

- 在1.5mm深度产生更准确和安全的热凝固点

3 换能器热治疗评估系统 (THLVS)

- 换能器经过100%检测,保证更安全的治疗
- 自主研发和生产HIFU测试体模
- 模拟热损伤
- 3步骤初步检查

创新实用的设计，
方便用户使用

DDU Dual Dynamic Ultrasonic 双重动态超声波



DDU(双重动态超声波)技术采用两种不同的超声频率,同时刺激皮肤;
DDU产生截面内力,使超声波对皮肤的效果最大化。

1 两个超声波同时产生强大的能量



- DDU同时发射不同的超声波频率,而不是按顺序发射不同的频率;
- 更高的能量通过不同的频率同时发射,可以产生更好的治疗效果;
- 可以选择使用单一频率探头。

2 纵向能量和横向能量

纵向和横向产生的动态能量,可以增强治疗效果。

3 横截面力

当超声波能量同时沿两个方向发射时,截面力中心是由高频和低频周围产生的边缘。截面力产生的能量在横向方向上具有独特的动态。



- 在皮肤上最大化的产生热休克蛋白 (HSPs), 加强皮肤屏障, 缓解皮肤问题